

DIVA

EMBRACE **DIVA** BECOME THE **DIVA**



THREE IN ONE DEVICE
PMU | FINE LINE TATTOO | SMP

English ----- 01-03

Chinese ----- 04-06

Italiano ----- 07-09

Español ----- 10-12

Français ----- 13-15

Deutsch ----- 16-18

Русский -----19-21

Português -----22-24

OVERVIEW



Warning:

This device does not support fast charging. Please use the provided cable for charging.

SPECIFICATION

Motor: Brushless Motor

Material: Aircraft Aluminum

Stroke Length: 2.0-3.5mm

Operating Voltage: 4-12V(45-170Hertz)

RPM: 10800RPM

Needle Depth: 0-4.5mm

Weight: 6.3oz (180g)

Size: 140 X 32mm

Battery Capacity: 1600mA

Battery Life: 5-7 hours

USER GUIDE

Power on/off:

Press and hold the power button for 2 second to turn the device on/off.

Voltage Adjustment:

The voltage can be adjusted using the buttons **+** or **-**, with increments of 0.1 V per press. Press and hold the "**+**" or "**-**" button. This action allows for rapid voltage settings.

Detaching the Power Pack:

Ensure a secure grip on both the body and the power pack. Then, steadily pull them apart.

Stroke Adjustment:

Firmly grip the adjustment ring and rotate the arrow to the desired stroke length.

WARRANTY INFORMATION

Motor: 1 Year Warranty

Power Pack: 6 Month Warranty

Warranty Coverage:

This Warranty Covers The DIVA Wireless Pen Machine Purchased From Our Online Store Or Authorized Distributors Worldwide.

The Warranty Period Starts From The Date Of Purchase

What is not covered by the warranty:

Damage To The Product Caused By Human Factors;

Product Damage Resulting From External Electrical Failures Or Accidents.

Battery Protection:

1) The Battery Is Equipped With Circuitry To Protect It From Extreme Temperatures, Over-discharge, And Over-charge.

2) It Will Automatically Turn Off If Overloaded Or Exposed To High Temperatures During Use, Such As In Situations With Excessive Strain.

3) The Shutdown Occurs Temporarily When The Operating Temperature Exceeds 158°F (70°C) And Resumes When It Returns To 152°F (67°C).

Warranty Claim Process:

Please send your purchase receipt to our support team at support@popumicrobeauty.com

概述



此设备不支持快速充电。请使用提供的电缆充电。

参数

马	达:无刷马达	出针长度:	0-4.5毫米
材	料:航空铝	重	量:6.3盎司(180克)
行	程:2.0-3.5毫米	尺	寸:140 X 32毫米
工作电	压:4-12V直流(45-170Hertz)	电 池 容 量:	1600毫安
转	速:10800转/分	电 池 续 航:	5-7小时

用户指南

电源开关:

按住电源按钮2秒钟以打开/关闭设备。

电压调节:

电压可以使用“**+**”或“**U**”按钮进行调节,每次按压增加0.1V。

长按住“**+**”或“**U**”按钮可快速调节电压设置。

分离电源仓:

确保牢固地握住机身和电源仓。然后,稳步将它们分开。

行程调节:

牢固地握住调节环,将箭头旋转到所需的行程长度。

保修信息

马达:1年保修

电源仓:6个月保修

保修范围:

此保修覆盖了从我们的在线商店或全球授权经销商购买的DIVA无线笔机。保修期从购买日期开始。

保修不覆盖以下内容:

由人为因素造成的产品损坏;由外部电力故障或事故造成的产品损坏。

电池保护:

- 1) 电池配备了电路保护,可防止极端温度、过度放电和过充。
- 2) 如果在使用过程中超负荷或暴露于高温环境(例如在过度使用的情况下),它将自动关闭。
- 3) 当工作温度超过 158°F(70°C)时,将暂时关闭,当温度降至 152°F(67°C)时恢复。

保修索赔流程:

请将您的购买收据发送至我们的售后团队,
邮箱为support@popumicrobeauty.com。

PANORAMICA



**Questo dispositivo non supporta la ricarica rapida.
Si prega di utilizzare il cavo fornito per la ricarica.**

SPECIFICHE

Motore: Motore brushless

Materiale: Alluminio per aeromobili

Lunghezza della corsa: 2.0-3.5mm

Tensione operativa: 4-12V (45-170 Hertz)

Giri al minuto (RPM): 10800 RPM

Profondità dell'ago: 0-4.5 mm

Peso: 6.3oz (180g)

Dimensioni: 140 X 32mm

Capacità della batteria: 1600mA

Durata della batteria: 5-7 ore

GUIDA UTENTE

Accensione/spengimento:

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Regolazione della tensione:

La tensione può essere regolata utilizzando i pulsanti  o , con incrementi di 0.1 V per ogni pressione. Premere e tenere premuto il pulsante " o "". Questa azione consente di impostare rapidamente la tensione.

Scollegare il pacchetto di alimentazione:

Assicurarsi una presa sicura sia sul corpo sia sul pacchetto di alimentazione. Quindi, tirarli via lentamente.

Regolazione della corsa:

Afferrare saldamente l'anello di regolazione e ruotare la freccia alla lunghezza di corsa desiderata.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Motore: Garanzia di 1 anno

Pacchetto di alimentazione: Garanzia di 6 mesi

Copertura della garanzia:

Questa garanzia copre il DIVA Wireless Pen Machine acquistato dal nostro negozio online o dai distributori autorizzati in tutto il mondo. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.

Cosa non è coperto dalla garanzia:

Danni al prodotto causati da fattori umani; Danni al prodotto derivanti da guasti elettrici esterni o incidenti.

Protezione della batteria:

- 1) La batteria è dotata di circuiti per proteggerla dalle temperature estreme, sovrascarica e sovralimentazione.
- 2) Si spegnerà automaticamente in caso di sovraccarico o esposizione a temperature elevate durante l'uso, ad esempio in situazioni di eccessivo sforzo.
- 3) Lo spegnimento avviene temporaneamente quando la temperatura operativa supera i 158°F (70°C) e riprende quando ritorna a 152°F (67°C).

Procedura di reclamo della garanzia:

Si prega di inviare il vostro scontrino d'acquisto al nostro team di supporto all'indirizzo support@popumicrobeauty.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL



DIVA

EMBRACE DIVA BECOME THE DIVA



Advertencia:

**Este dispositivo no admite carga rápida.
Utilice el cable proporcionado para cargar.**

ESPECIFICACIONES

Motor: Motor sin escobillas

Material: Aluminio de aeronave

Longitud del recorrido: 2.0-3.5mm

Voltaje de operación: 4-12V (45-170 Hertzios)

Revoluciones por minuto (RPM): 10800 RPM

Profundidad de la aguja: 0-4.5 mm

Peso: 6.3oz (180g)

Tamaño: 140 X 32mm

Capacidad de la batería: 1600mA

Duración de la batería: 5-7 horas

GUÍA DEL USUARIO

Encendido/apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Ajuste de voltaje:

El voltaje se puede ajustar utilizando los botones  o , con incrementos de 0.1 V por cada pulsación. Mantenga presionado el botón " " o " ". Esta acción permite ajustes rápidos de voltaje.

Desconectar el paquete de energía:

Asegúrese de tener un agarre seguro tanto en el cuerpo como en el paquete de energía. Luego, tire de ellos de forma constante para separarlos.

Ajuste de carrera:

Agarre firmemente el anillo de ajuste y gire la flecha a la longitud de carrera deseada.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Motor: Garantía de 1 año

Pack de energía: Garantía de 6 meses

Cobertura de garantía:

Esta garantía cubre la Máquina de Pluma Inalámbrica DIVA adquirida en nuestra tienda en línea o a través de distribuidores autorizados en todo el mundo. El período de garantía comienza desde la fecha de compra.

Lo que no está cubierto por la garantía:

Daños al producto causados por factores humanos;

Daños al producto resultantes de fallos eléctricos externos o accidentes.

Protección de la batería:

1) La batería está equipada con circuitos para protegerla de temperaturas extremas, sobre descarga y sobre carga.

2) Se apagará automáticamente si se sobrecarga o se expone a altas temperaturas durante el uso, como en situaciones de excesiva tensión.

3) El apagado ocurre temporalmente cuando la temperatura operativa supera los 158°F (70°C) y se reanuda cuando vuelve a los 152°F (67°C).

Proceso de reclamación de garantía:

Por favor, envíe su recibo de compra a nuestro equipo de soporte en support@popumicrobeauty.com.

APERÇU



Avertissement:

**Cet appareil ne prend pas en charge la charge rapide.
Veuillez utiliser le câble fourni pour le chargement.**

SPÉCIFICATIONS

Moteur: Moteur sans balais

Matériau: Aluminium d'aéronef

Longueur de course: 2.0-3.5mm

Tension de fonctionnement: 4-12V (45-170 Hertz)

Tours par minute (RPM): 10800RPM

Profondeur de l'aiguille: 0-4.5 mm

Poids: 6.3oz (180g)

Taille: 140 X 32mm

Capacité de la batterie: 1600mA

Autonomie de la batterie: 5 à 7 heures

MODE D'EMPLOI

Allumage/extinction:

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Réglage de la tension:

La tension peut être ajustée à l'aide des boutons  ou  , avec des incréments de 0.1 V par pression. Maintenez enfoncé le bouton " " ou " ". Cette action permet des réglages rapides de tension.

Détacher le bloc d'alimentation:

Assurez-vous de tenir fermement à la fois le corps et le bloc d'alimentation. Ensuite, tirez-les doucement pour les séparer.

Réglage de la course:

Saisissez fermement l'anneau de réglage et faites tourner la flèche jusqu'à la longueur de course désirée.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Motor: Garantie d'1 an

Bloc d'alimentation: Garantie de 6 mois

Couverture de garantie:

Cette garantie couvre la Machine à Stylo Sans Fil DIVA achetée dans notre magasin en ligne ou auprès des distributeurs autorisés dans le monde entier. La période de garantie commence à partir de la date d'achat.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie:

Dommages au produit causés par des facteurs humains;

Dommages au produit résultant de pannes électriques externes ou d'accidents.

Protection de la batterie:

1) La batterie est équipée d'un circuit de protection contre les températures extrêmes, la sur-décharge et la surcharge.

2) Elle s'éteindra automatiquement en cas de surcharge ou d'exposition à des températures élevées pendant l'utilisation, comme dans des situations de contrainte excessive.

3) L'arrêt se produit temporairement lorsque la température de fonctionnement dépasse 158°F (70°C) et reprend lorsque celle-ci revient à 152°F (67°C).

Processus de réclamation de garantie:

Veuillez envoyer votre reçu d'achat à notre équipe de support à l'adresse support@popumicrobeauty.com.

ÜBERBLICK



Warnung:

Dieses Gerät unterstützt kein Schnellladen. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel.

SPEZIFIKATIONEN

Motor: Bürstenloser Motor

Material: Flugzeugaluminium

Hublänge: 2.0-3.5mm

Betriebsspannung: 4-12V (45-170 Hertz)

Umdrehungen pro Minute (RPM): 10800RPM

Nadel-Tiefe: 0-4.5 mm

Gewicht: 6.3oz (180g)

Größe: 140 X 32mm

Batteriekapazität: 1600mA

Batterielebensdauer: 5-7 Stunden

BENUTZERHANDBUCH

Ein-/Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Spannungsanpassung:

Die Spannung kann mit den Tasten  oder  in Schritten von 0.1 V pro Druck eingestellt werden. Halten Sie die Taste "" oder "" gedrückt. Diese Aktion ermöglicht eine schnelle Spannungseinstellung.

Abnehmen des Energiepacks:

Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl am Gehäuse als auch am Energiepack einen sicheren Griff haben. Ziehen Sie sie dann gleichmäßig auseinander.

Hubverstellung:

Halten Sie den Einstellring fest und drehen Sie den Pfeil auf die gewünschte Hublänge.

Motor: 1 Jahr Garantie

Power Pack: 6 Monate Garantie

Garantieabdeckung:

Diese Garantie deckt die DIVA Wireless Pen Machine ab, die in unserem Online-Shop oder bei autorisierten Distributoren weltweit gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

Was nicht von der Garantie abgedeckt ist:

Schäden am Produkt durch menschliche Faktoren verursacht; Schäden am Produkt durch externe elektrische Ausfälle oder Unfälle verursacht.

Batterieschutz:

- 1) Der Akku ist mit Schaltungen zum Schutz vor extremen Temperaturen, Überentladung und Überladung ausgestattet.
- 2) Er schaltet sich automatisch ab, wenn er während des Gebrauchs überlastet oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise in Situationen mit übermäßiger Belastung.
- 3) Das Ausschalten erfolgt vorübergehend, wenn die Betriebstemperatur 158°F (70°C) überschreitet, und wird wieder aktiviert, wenn sie auf 152°F (67°C) zurückkehrt.

Garantieanspruchsverfahren:

Bitte senden Sie Ihren Kaufbeleg an unser Support-Team unter support@popumicrobeauty.com.

ОБЗОР



Данное устройство не поддерживает быструю зарядку.
Пожалуйста, используйте прилагаемый кабель для зарядки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двигатель: Бесколлекторный двигатель

Глубина иглы: 0-4.5mm

Материал: Алюминий для авиационных изделий

Вес: 6.3oz (180g)

Длина хода: 2.0-3.5mm

Размер: 140 X 32mm

Рабочее напряжение: 4-12 В (45-170 Герц)

Емкость батареи: 1600mA

Обороты в минуту (об/мин): 10800RPM

Время работы батареи: 5-7 часов

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение/выключение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство (Nazhmite i uderzhivayte knopku pitaniya v techeniye 2 sekund, chtoby vklyuchit'/vyklyuchit' ustroystvo).

Регулировка напряжения:

Напряжение можно регулировать с помощью кнопок  или , с шагом 0.1 В за каждое нажатие. Нажмите и удерживайте кнопку  или . Это действие позволяет быстро устанавливать напряжение.

Отсоединение блока питания:

Обеспечьте надёжный захват как корпуса, так и блока питания. Затем равномерно отделяйте их друг от друга.

Регулировка хода:

Твёрдо удерживайте регулировочное кольцо и поворачивайте стрелку до желаемой длины хода.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Двигатель: гарантия 1 год

Аккумулятор: гарантия 6 месяцев

Гарантийное обслуживание:

Гарантия распространяется на беспроводную ручную машину DIVA, приобретённую в нашем интернет-магазине или у официальных дистрибьюторов по всему миру. Период гарантии начинается с даты покупки.

Что не покрывается гарантией:

Повреждение продукта, вызванное человеческими факторами; Повреждение продукта, вызванное внешними электрическими отказами или несчастными случаями.

Защита аккумулятора:

- 1) Аккумулятор оснащен схемой защиты от экстремальных температур, перезаряда и переразряда.
- 2) Он автоматически отключится в случае перегрузки или высокой температуры во время использования, например, в ситуациях с избыточным напряжением.
- 3) Отключение происходит временно, когда рабочая температура превышает 158°F (70°C), и возобновляется, когда она возвращается к 152°F (67°C).

Процесс подачи гарантийного иска:

Пожалуйста, отправьте чек о покупке нашей службе поддержки по адресу support@popumicrobeauty.com.

VISÃO GERAL



Aviso:

Este dispositivo não suporta carregamento rápido. Use o cabo fornecido para carregar.

ESPECIFICAÇÃO

Motor: Motor sem escovas

Material: Alumínio de aeronave

Comprimento do curso: 2.0-3.5mm

Tensão de operação: 4-12V (45-170 Hertz)

Rotações por minuto (RPM): 10800RPM

Profundidade da agulha: 0-4.5 mm

Peso: 6.3oz (180g)

Tamanho: 140 X 32mm

Capacidade da bateria: 1600mA

Vida útil da bateria: 5-7 horas

GUIA DE USUARIO

Ligado/desligado:

Pressione e segure o botão de ligar por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo.

Ajuste de voltagem:

A voltagem pode ser ajustada usando os botões  ou  , com incrementos de 0.1 V por pressão. Pressione e segure o botão " " ou " ". Esta ação permite configurações rápidas de voltagem.

Desconectar o pacote de energia:

Certifique-se de ter uma pegada segura tanto no corpo quanto no pacote de energia. Em seguida, puxe-os suavemente para separá-los.

Ajuste de curso:

Segure firmemente o anel de ajuste e gire a seta até o comprimento de curso desejado.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Motor: Garantia de 1 ano

Pacote de energia: Garantia de 6 meses

Cobertura da garantia:

Esta garantia cobre a Máquina de Caneta Sem Fio DIVA adquirida em nossa loja online ou por distribuidores autorizados em todo o mundo. O período de garantia começa a partir da data de compra.

O que não é coberto pela garantia:

Danos ao produto causados por fatores humanos; Danos ao produto resultantes de falhas elétricas externas ou acidentes.

Proteção da bateria:

- 1) A bateria está equipada com circuitos para protegê-la de temperaturas extremas, descarga excessiva e sobrecarga.
- 2) Ela se desligará automaticamente se estiver sobrecarregada ou exposta a altas temperaturas durante o uso, como em situações de excesso de esforço.
- 3) O desligamento ocorre temporariamente quando a temperatura de operação excede 158°F (70°C) e é retomado quando volta a 152°F (67°C).

Processo de reclamação de garantia:

Por favor, envie o seu recibo de compra para a nossa equipe de suporte em support@popumicrobeauty.com.

ABOUT US

Welcome to the vibrant world of POPU Micro Beauty, where passion meets precision in the realm of Permanent Makeup and Fine line tattoo. Since our inception, we've been on a mission to empower both PMU and Fine Line Tattoo artists with the finest tools and materials, elevating their craft to new heights of excellence.

At POPU, we understand that every stroke matters, which is why we meticulously curate our products to meet the exacting standards of discerning artists. From cutting-edge machines to precision-engineered needles, each item in our collection is crafted with care and expertise, ensuring unparalleled performance and reliability.

But we're more than just a manufacturer – we're a community. With a deep-rooted commitment to collaboration and innovation, back in 2019 we have assembled our own R&D team. We work hand-in-hand with PMU and tattoo artists to push the boundaries of creativity, functionality and technique. Through workshops, events, masterclasses, conventions and online forums, we foster a culture of learning and growth, where artists can exchange ideas, share insights, and inspire one another to reach new levels of mastery.

At POPU, we believe that beauty is an expression of individuality, confidence, and self-expression. That's why we're dedicated to providing artists with the tools they need to unleash their creativity and transform their vision into reality.

Join us on this journey of artistry and innovation. Discover the difference that POPU can make in your PMU practice, and together, let's create beauty that lasts a lifetime.

Team **POPU Micro Beauty**



Put our invention to the test! Show us! Post and tag #Divapopumicrobeauty

📷 🎵 📺 📌 @popu_microbeauty